



Wenn jede Sekunde zählt
Beaty ist immer zur Hand



WARUM BEATY?

Beaty hilft Ihnen, eine Herzdruckmassage effektiv durchzuführen. Dank seinem Audio-Feedback lässt es Sie erkennen, wenn Sie eine Drucktiefe von 5 cm erreicht haben.



Viele HerzKreislaufstillstände ereignen sich zu Hause.



Bei einem etwa **4-minütigen** HerzKreislaufstillstand ist die Schädigung des Gehirns unwiderruflich. Dies kann durch eine sofortige effiziente Herzdruckmassage von mindestens 5 cm verhindert werden.

X3

Eine wirkungsvolle Reanimation durch Passanten kann die Überlebenschancen **verdreifachen**.



70% der Ersthelfer fühlen sich bei einem HerzKreislaufstillstand hilflos und wissen nicht, wie man richtig reagiert.



Das Erreichen der exakten Drucktiefe ist für Laien fast unmöglich.

WIE VERWENDET MAN BEATY?



Im Falle eines HerzKreislaufstillstands (keine Lebenszeichen) wählen Sie sofort den Notruf **144**.



Platzieren Sie den Beaty in der Mitte des Brustkorbs. Drücken Sie, bis ein „**Piepton**“ ertönt.



Drücken Sie fest und schnell - wenn **kein Ton** zu hören ist - drücken Sie **fester**.

 Piepton = wirksam

 kein Piepton = unwirksam